



Leonardo S.r.l.

ausili informatici

EUROVOCS SUITE CD DEMO – GUIDA RAPIDA

Dal sito è possibile scaricare: KeyVit (tastiera a video programmabile), Skippy (predizione di parola)- Se desiderate visionare DocReader (vocalizzatore) dovete richiedere l'invio per posta.

Ognuno di questi programmi può essere utilizzato per 60 giorni senza limitazioni, dopodiché sarà necessario acquistare la chiave di sblocco (contattare Leonardo srl o il vostro rivenditore) per poter utilizzare il/i programmi senza limiti di tempo. I software possono essere acquistati anche separatamente o insieme, come suite, eventualmente includendo anche l'adattatore per sensori esterni Woodpecker.

KeyVit

Quando il programma viene avviato (per ingrandire la tastiera è sufficiente trascinare la finestra) si apre automaticamente la tastiera italiana (Italian.kdf)

Utilizzo a scansione

Per avere la possibilità di visionare in modo corretto il funzionamento a scansione, vi consigliamo di aprire la tastiera denominata "Main": Menu, Apri Tastiera, selezionare Main.kdf e cliccare su Apri.

Per attivare la scansione selezionare: Menu, Impostazioni, Selezione, Modalità corrente, selezionare nel menu a tendina Scansione. A questo punto, per impostare i diversi parametri di scansione, cliccare su Scansione. In questa finestra è possibile decidere il tipo di scansione (uno o due sensori), la modalità, etc. *Cliccando su Avanzate e ponendo il segno di spunta in corrispondenza del comando "F11 e F12 per selezionare" (dovrebbe già essere impostato di default) sarà possibile emulare il funzionamento dei sensori con questi tasti della tastiera. Per la scansione automatica il tasto corretto è F11.*

Se volete provare il software con i sensori dovete essere in possesso dell'adattatore Woodpecker e dei sensori.

La prima riga della tastiera Main (P1, P2, etc) consente di realizzare la scansione sui suggerimenti della predizione di parola Skippy. Per collegare Skippy a KeyVit: Menu, Impostazioni, Finestra, Collega Skippy a KeyVit (in questo modo all'apertura di KeyVit si aprirà automaticamente anche Skippy).

Collegamento tra le tastiere

Nell'ultima riga della tastiera Main sono presenti una serie di aree sensibili che aprono altri layout di tastiera. In particolare, cliccando sull'icona che raffigura il topolino, si apre una tastiera in cui le aree sensibili sono programmate con alcuni "comandi interni" di KeyVit come ad esempio l'utilizzo del mouse a scansione (nella seconda riga). Per personalizzare il mouse a scansione: Menu, Controllo Mouse. Altri "comandi interni" di KeyVit presenti nella tastiera Main sono: scansione del menu avvio, scansione delle applicazioni attive, etc. Nelle ultime tre righe vi sono una serie di comandi che consentono di spostare KeyVit per evitare che copra aree del monitor su cui si intende lavorare.

Personalizzare le tastiere

Per creare una nuova tastiera o personalizzare quella aperta: Menu, Autocomposizione Guidata Tastiera.

sede legale: via Lungo Crostolo,2 • 42100 Reggio Emilia

sede operativa: Via Nobel 88 • 42100 Reggio Emilia

Tel.: 0522 923770 • Fax: 0522 272586

e mail staff@leonardoausili.com

<http://www.leonardoausili.com>



ausili informatici

Cliccare sul comando Avanti fino ad arrivare alla finestra che mostra l'anteprima della tastiera su cui sta lavorando. Selezionando ciascuna area sensibile è possibile associare ad essa il comando che si desidera: inviare un carattere, una macro, aprire un applicativo, aprire un layout di tastiera, eseguire una funzione interna, etc.

Skippy

Con questo programma è possibile realizzare la predizione di parola.

Nel comando *Elenco Vocaboli* è possibile personalizzare il dizionario esistente, attivare il dizionario inglese (se la lingua è stata mantenuta durante l'installazione) o altri dizionari importati (file in formato . Txt)

Nel comando *Impostazioni* è possibile modificare diversi parametri relativi alla predizione ed alla presentazione della finestra (dimensione e font del testo che compare nella predizione, numero di suggerimenti visualizzati- max 10)

sede legale: via Lungo Crostolo,2 • 42100 Reggio Emilia
sede operativa: Via Nobel 88 • 42100 Reggio Emilia
Tel.: 0522 923770 • Fax: 0522 272586
e mail staff@leonardoausili.com
<http://www.leonardoausili.com>